

TEVAN OXSILIVE

Un nouveau produit nettoyant révolutionnaire à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique

À propos du produit

Oxsilive est un produit nettoyant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique. Grâce à l'effet oxydant du peroxyde d'hydrogène dans une solution légèrement acidifiée, les surfaces peuvent être essuyées et nettoyées de manière hygiénique avec des chiffons en microfibre.

Les produits de nettoyage classiques contiennent des savons et des détergents. Avec ce type de produits, le moindre surdosage peut entraîner des erreurs de procédure. L'utilisation d'Oxsilive ne présente pas de tels risques. Après avoir été nettoyées avec Oxsilive, les surfaces sont impeccables et sans traces. L'effet oxydant garantit également une hygiène parfaite des surfaces.

Propriétés

- Un seul produit pour les surfaces intérieures, les sanitaires et les sols
- Élimine les couches de savon accumulées
- Effet dégraissant, retarde l'apparition des dépôts de tartre et élimine les odeurs d'urine
- Aucune erreur de procédure
- Le concept Carefree Clean apporte simplicité et gain de temps
- La plupart des chariots de nettoyage sont adaptés au concept Carefree Clean
- Entièrement biodégradable
- Ne contient pas de chlore ni de détergents
- Pas de réglementation spécifique pour le stockage ou le transport

Dosage et utilisation

Oxsilive peut s'appliquer en deux dosages différents grâce à l'unité de dosage Multimix.

Nettoyage périodique: Les détergents laissent des résidus sur les surfaces nettoyées. En cas d'accumulation importante, une forte dose d'Oxsilive est nécessaire pour éliminer ces résidus. Laisser Oxsilive agir pendant 15 minutes avant de frotter.


Nettoyage quotidien: Après votre nettoyage périodique, vous pouvez utiliser au quotidien une dose plus faible d'Oxsilive. Il n'est pas nécessaire de rincer après usage. Les dépôts de tartre sont fortement réduits grâce à la solution légèrement acidifiée d'Oxsilive. En cas d'accumulation importante de tartre, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter un détartrant à intervalles réguliers.

Nettoyage des surfaces intérieures et des sanitaires

Les surfaces intérieures et les sanitaires peuvent être nettoyés de manière hygiénique en utilisant des chiffons en microfibre imprégnés d'Oxsilive et conservés dans une boîte hermétique. Oxsilive ne laisse ni traces ni résidus. En option, il est également possible d'humidifier légèrement les chiffons en microfibre avec un vaporisateur à gâchette pour nettoyer les surfaces.

Utilisez 30 ml d'Oxsilive pour chaque chiffon préparé dans la boîte hermétique. Pour un résultat optimal, remplacez régulièrement les chiffons en microfibre.

Chiffons	Tevan Oxsilive
1	30 ml
5	150 ml
10	300 ml



Fiche technique du produit

Tevan Oxsilive

Nettoyage des sols

Oxsilive peut être utilisé pour le nettoyage périodique et quotidien de tous les sols durs résistant à l'eau. N'utilisez pas le nettoyant périodique Oxsilive sur les sols en marbre et en travertin.

Pour le nettoyage périodique, il est important de laisser agir le produit pendant 15 minutes avant de frotter le sol pour désincruster et éliminer la saleté.

Le nettoyage quotidien des sols peut être effectué avec des lavettes en microfibre imprégnées d'Oxsilive. À titre indicatif, une lavette en microfibre permet de nettoyer une surface de 25 m² avant d'être remplacée par une lavette propre. Préparez les lavettes en les imprégnant d'Oxsilive et conservez-les dans une boîte hermétique. Pour obtenir un résultat optimal, utilisez 200 ml d'Oxsilive pour chaque lavette préparée.

Lavettes	Tevan Oxsilive
1	200 ml
5	1 ltr
10	2 ltr



Références et unités de conditionnement

Tevan Oxsilive – bidon de 10 ltr.

Tevan Oxsilive – bidon de 20 ltr.

Spécifications

État physique: liquide incolore

Valeur pH: le pH (20 °C) de la solution est de 2,0 (solution à 100 %)

Densité: le poids spécifique (20 °C) de la solution est de 1,03 g/ml



Doser, c'est économiser

En utilisant l'unité de dosage Tevan multimix, vous disposez toujours de la solution prête à l'emploi adéquate. L'unité de dosage est adaptée à votre situation spécifique.

Vous réduisez la consommation de produit, le surdosage n'est plus qu'un lointain souvenir. Convient également à un dosage 1:1.

Votre unité de dosage est personnalisée selon les produits que vous utilisez et peut même arborer votre propre logo.

Conseils

Chaque situation est unique et présente des facteurs qui déterminent les produits à utiliser. Nos spécialistes seront ravis de vous conseiller afin de garantir les meilleurs résultats pour votre application.

Stockage et transport

À conserver à l'abri du gel.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d'excellents résultats. Toutefois, comme le produit est stocké et traité hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son utilisation. Produit réservé à un usage professionnel.