

TEVAN SAN

Nettoyant sanitaire – usage quotidien

À propos du produit

Nettoyant anticalcaire concentré moyennement acide. Tevan SAN élimine rapidement et efficacement les dépôts de calcaire légers, la graisse cutanée et les autres salissures.

Pour l'entretien quotidien des équipements sanitaires et le nettoyage des bungalows entre deux clients.

Applicable sur les matériaux résistants à l'eau.

Application à l'aide d'une serpillière, d'un balai à franges ou d'un pulvérisateur.

Permet d'espacer l'entretien périodique.

Entièrement biodégradable.

Propriétés

- Parfum puissant
- Laisse une odeur fraîche et durable
- N'abîme pas l'émail
- Entièrement biodégradable
- Respectueux de l'environnement, sûr et efficace.

Dosage et utilisation

Pour le nettoyage de la cuvette des toilettes : Tirer la chasse d'eau pour rincer la cuvette, pulvériser le produit sous le rebord, frotter la cuvette à l'aide de la brosse pour W.C. en insistant bien sous les rebords et au niveau de l'évacuation, laisser le produit agir 5 à 10 minutes, frotter à nouveau puis tirer la chasse d'eau pour rincer.

Pour le nettoyage des parois (de douche/baignoire) à l'aide d'une éponge : Humidifier au préalable la surface, humidifier l'éponge et l'essorer, verser un trait de produit sur l'éponge, nettoyer la surface du bas vers le haut. Laisser le produit agir 5 à 10 minutes environ puis frotter éventuellement à l'aide d'une petite brosse. Rincer les parois à l'eau froide.

Pour le nettoyage des surfaces sanitaires par pulvérisation avec un chiffon microfibre : Dosage 20 ml pour 500 ml d'eau. Ne pas pulvériser en brume mais placer l'embout pulvérisateur du flacon sur la position ciblée.

Références et unités de conditionnement

Tevan SAN 18 x flacon de 700 ml (carton)

Tevan SAN 4 x 5 ltr. (carton)

Tevan SAN 20 ltr. (bidon)



Fiche technique du produit

Tevan SAN

Produits associés

Tevan SAN est un nettoyant sanitaire quotidien issu de la gamme de produits anticalcaires de Tevan.

Il existe une solution pour chaque application, avec des propriétés spécifiques selon le degré de salissure. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de conseils.




Tevan SAN



Tevan Sana Mild



Tevan Sana Extra Plus



Spécifications

État physique:	liquide rose visqueux
Valeur pH:	pH (20 °C) 1,9 (solution 10 %)
Densité:	sg (20 °C) : 1,03 g/ml
Contient:	acides organiques identiques aux acides naturels, tensioactifs, inhibiteurs et parfum.

Doser, c'est économiser

En utilisant l'unité de dosage Tevan multimix, vous disposez toujours de la solution prête à l'emploi adéquate. L'unité de dosage est adaptée à votre situation spécifique. Vous réduisez la consommation de produit, le surdosage n'est plus qu'un lointain souvenir. Convient également à un dosage 1:1.

Votre unité de dosage est personnalisée selon les produits que vous utilisez et peut même arborer votre propre logo.



Conseils

Chaque situation est unique et s'accompagne de facteurs déterminants pour les produits à utiliser.

Nos spécialistes des produits vous conseillent pour que vos applications offrent toujours des résultats optimaux. En cas de doute ou face à une difficulté particulière, n'hésitez pas à nous contacter : nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Stockage et transport

À conserver à l'abri du gel.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

En suivant attentivement les instructions, vous obtiendrez toujours d'excellents résultats. Toutefois, comme le produit est stocké et traité hors de notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de son utilisation.

Produit réservé à un usage professionnel.